

Bisco

CE 0459

FORTIFY™ / *Light-Cured*

Composite Surface Sealant

Instructions for Use

ES

IN-012R9
Rev. 3/19



BISCO

BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

FORTIFY™*
Sellador de la superficie del composite

INFORMACIÓN GENERAL

FORTIFY es una formulación de resina fotopolimerizable, de baja viscosidad y sin relleno.

FORTIFY está indicado para su uso como sellador de la superficie del composite. El contorneado y acabado de las restauraciones posteriores de composite con instrumentos rotatorios pueden crear microfisuras e irregularidades en la superficie que contribuyan al desgaste del composite durante los primeros seis meses de funcionalidad. **FORTIFY**, un sellador de la superficie formulado con una resina sin relleno, reduce el desgaste de los composites posteriores hasta un 45% a los cinco años¹. Una superficie de composite sellada con **FORTIFY** tiene mayor resistencia al desgaste y mayor integridad marginal a largo plazo. **FORTIFY** es eficaz con todos los composites anteriores y posteriores (Bis-GMA o base de resina UDMA), lo que conlleva mejores propiedades frente al desgaste. Gracias a su formulación única, **FORTIFY** puede diluirse significativamente con aire y luego fotopolimerizarse, sin interferir con la oclusión.

El uso principal de **FORTIFY** es penetrar y sellar la superficie de:

1. Restauraciones con composite directas
2. Restauraciones con composite indirectas
3. Restauraciones provisionales
4. Restauraciones con amalgama

Advertencias:

- Evite salpicaduras en los ojos. Si el producto entra en contacto con los ojos, lávelos con agua abundante y busque asistencia médica.

Avisos:

- Contaminación cruzada: El producto puede contener elementos que estén diseñados para usarse una sola vez. Deseche los componentes y accesorios para dosis individuales usados o contaminados. No lave, desinfecte ni reutilice.

Precauciones:

- Las resinas no polimerizadas pueden afectar a la piel de las personas sensibles. Evite el contacto con la piel. En caso de contacto con la piel, lave esta a fondo con agua y jabón.
- Consultar las etiquetas de los componentes individuales para comprobar las fechas específicas de caducidad.
- Ficha de datos de seguridad disponible si se solicita.
- Ficha de datos de seguridad disponible en www.Bisco.com.

INSTRUCCIONES DE USO

1. **Para restauraciones nuevas:** Después del ajuste, acabado y pulido de la restauración final, enjuague el diente y la restauración con agua abundante para eliminar todos los residuos. **O**

Para restauraciones previas: Limpie toda la superficie con pasta de piedra pómez y agua.

2. Grabe la superficie de la restauración y aproximadamente 1-2 mm más allá del margen del diente/restauración utilizando un agente de grabado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para restauraciones de cobertura total, grabe toda la superficie de la restauración.
3. Enjuague con agua abundante y seque bien con aire el diente y la restauración.
4. Coloque una pequeña cantidad de sellador FORTIFY en un pocillo de mezclas. Aplique una capa fina a las superficies previamente grabadas con un movimiento de barrido. Diluya con aire aplicando una suave corriente de aire sobre esta capa para asegurar una distribución uniforme.
5. Fotopolimerice el sellador durante 10 segundos. Compruebe la oclusión.

ELIMINACIÓN: Consulte las disposiciones locales relativas a los residuos. En caso de que no existan, remítase a las disposiciones nacionales o regionales relativas a los residuos.

ALMACENAMIENTO: Conserve a temperatura ambiente (20 °C/68 °F-25 °C/77 °F).

GARANTÍA: BISCO, Inc. asume la responsabilidad de sustituir los productos en caso de que estén defectuosos. BISCO, Inc. no se responsabiliza por las pérdidas ni los daños, ya sean directos o derivados, que se deban al uso o a la incapacidad de usar los productos conforme a lo descrito. Antes de su utilización, es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y la responsabilidad relacionados con la idoneidad.

* FORTIFY es una marca registrada de BISCO, Inc.

¹ Dickinson, GL, Leinfelder, KF. Assessing the Long-Term effect of a Surface Penetrating Sealant. JADA 124:68-72, 1993.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

 BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92