



GRAPAS HYGENIC



Profesional

Anterior



No. 9* **F**



No. W9 **F**



No. 212

Grapas Aserradas

Para una mejor retención



No. 12A* **F**

Molares Inferiores Derechos
Molares Superiores Izquierdos



No. 13A* **F**

Molares Inferiores Izquierdos
Molares Superiores Derechos

Premolar



No. 00



No. W00

Premolares Superiores e Inferiores



No. 2* **F**



No. W2 **F**

Premolares Grandes



No. 2A **F**



No. W2A **F**

Premolares



No. 1*

Premolares Superiores

Molar



No. 3



No. W3 **F**

Molares Inferiores Pequeños



No. 7* **F**



No. W7 **F**

Molares Inferiores



No. 8



No. W8 **F**

Molares Superiores



No. 4* **F**

Molares Pequeños Superiores



No. W56 **F**

Molares Superiores e Inferiores

Molares de forma irregular, comprometidas estructuralmente ó parcialmente erupcionadas.



No. 8A* **F**



No. W8A **F**

Pequeñas



No. 14 **F**



No. W14

Medianas



No. 14A*



No. W14A **F**

Grandes

Grapas Brinker

Para retracción gingival



No. B1

Molares Inferiores



No. B2

Molares Superiores Izquierdos



No. B3

Molares Superiores Derechos



No. B4

Anteriores y Caninos



No. B5

Restauraciones Clase V



No. B6



HYGENIC

TABLA DE EQUIVALENCIAS HU-FRIEDY®



Profesional

HuFriedy¹
HYGENIC

00	1	2	W2	2A	3	W3	4
00	1	2	W2	2A	3	W3	4

HuFriedy¹
HYGENIC

5	7	W7	7A	8	8A	W8A	9	10
8	7	W7	7*	8	8A	W8A	9	8*

HuFriedy¹
HYGENIC

11	12A	13A	14	14A	W14A	18	24
8*	12A	13A	14	14A	W14A	B1*	B3*

HuFriedy¹
HYGENIC

25	26	27	28	30	31	201	205	212
B2*	W56*	W2A*	W56*	B3*	B2*	8*	8*	212

* Sustituto Sugerido

¹ Hu-Friedy® es una marca registrada de Hu-Friedy Inc.



HYGENIC

TABLA DE EQUIVALENCIAS IVORY®

ZONA DE AISLAMIENTO
PROHIBIDO EL PASO A LA HUMEDAD

Ivory¹
HYGENIC

00	W00	0	W0	1	W1	1A	W1A	2	W2	2A	W2A	3	3WEI	W3
00	W00	00*	W00*	1	W2*	2A*	W2A*	2	W2	2A	W2A	3	W56*	W3

Ivory¹
HYGENIC

4	W4	5	W5	6	7	W7	7A	W7A	7B	W7B	8	W8	8A	W8A
4	W8*	8*	W56*	9*	7	W7	7*	W7*	7*	W7*	8	W8	8A	W8A

Ivory¹
HYGENIC

9	9J	10	W10	10A	W10A	11	W11	11A	W11A	12	W12	12A	13	W13
9	B6*	3*	B1*	8A*	W8A*	3*	B1*	8A*	W8A*	B1*	B1*	12A	B1*	B1*

Ivory¹
HYGENIC

13A	W13A	14	W14	14A	W14A	15	16	18N	19	W19	20	W20	22	W22
13A	W14A*	14	W14	14A	W14A	B5*	B5*	7*	2*	W2*	2*	W2*	8A*	W8A*

Ivory¹
HYGENIC

22A	W22A	23	W23	22	W22	22A	W22A	23	W23	23A	W23A	24N	25N	26
B3*	B3*	8A*	W8A*	8A*	W8A*	B3*	B3*	8A*	W8A*	B2*	B2*	B3*	B2*	W56*

Ivory¹
HYGENIC

26N	27	W27	27N	28N	30N	31N	56	W56	90N	209N	209S	212	212SA
W56*	7*	W7*	W2A*	W7*	B1*	B1*	14A*	W56	B6*	00*	00*	212	B6*

* Sustituto Sugerido

¹ Ivory es una marca registrada de Heraeus Kulzer



El complemento
ideal para el
aislamiento
absoluto

Cordón estabilizador
elástico, el cual ofrece
una rápida y fácil
sujeción del dique, sin
necesidad de usar
grapas.

Disponible en extra
chico, chico y grande,
en rollos de 2.1 m

