



**coltosol<sup>®</sup> F**

*Material para obturaciones provisionales*

**Perfecto equilibrio entre  
Economía & Fiabilidad**



**coltène**   
**whaledent<sup>®</sup>**

# coltosol® F

## Fácil aplicación, Efecto fiable

### Fácil aplicación


- Cremosa consistencia para una sencilla adaptación dentro de la cavidad
- Buena retención en la cavidad
- Sin mezcla, no hay pérdida de material
- Fácil endurecimiento a través de la acción de la saliva
- Fácil de retirar en grandes trozos
- Larga caducidad

### Seguridad fiable

- Liberación de flúor
- Radiopacidad para mejor evaluación
- Perfecto sellado marginal
- Libre de eugenol, no afecta a la polimerización de los composites
- Dureza ideal de la superficie en posteriores, así como para el sellado de conductos endodonciados

### La elección es suya

La cantidad necesaria de Coltosol® F viene dosificada en jeringas o se puede tomar directamente del tarro de cristal con un instrumento. Es rápido, fácil y limpio.



### Aplicación instantánea

Después de hacer una bolita con los dedos de Coltosol® F, simplemente presionar ésta dentro de la cavidad preparada.



### Fácil de retirar

Coltosol® F se puede retirar fácilmente en grandes trozos, usando una fresa o un excavador, no deja residuos.

## Económico : Valor óptimo por su alto rendimiento



### Información de pedido:

Coltosol® F en jeringas:

#### 5930 Coltosol® F

5 jeringas de 8gr. cada una

Coltosol® F en tarros de cristal:

#### 5906 Coltosol® F Single Pack

1 tarro de cristal de 38 gr.

#### 5911 Coltosol® F Eco Pack

3 tarros de 38gr. cada una

www.coltenewhaledent.com  
© 2000 Coltène/Whaledent

#### Coltène/Whaledent

C/Buenavista, 3 - 1ºB  
28220 Majadahonda  
Madrid/Spain  
Tel. +34 91 638 64 92  
Fax +34 91 638 62 79  
coltenewhaledent@teleline.es

#### Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland  
Tel. +41 (0)71 757 53 00  
Fax +41 (0)71 757 53 01  
office@coltenewhaledent.ch

#### Coltène/Whaledent Inc.

235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls, Ohio 44223/USA  
Tel. +1 330 916 8800  
Fax +1 330 916 7077  
productinfo@coltenewhaledent.com

**coltène**   
**whaledent**®