

x·smartTMplus

todo lo que te gusta del x·smartTM con algo más +



color 

click & go^{*} 


*conectar y listo


wave • one™ 



características técnicas

- 1 Movimientos de giro alterno y rotación continua
- 2 Incluye una librería de limas con programas pre-ajustados para wave•one™, ProTaper® Universal, PathFile™, Gates, Reciproc – 8 programas disponibles para ajustes personales, en rotación continua
- 3 Rotación auto reverse, con un límite de torque programado
- 4 Rango de torque: 0.6 – 4.0 Ncm
- 5 Rango de velocidad: 250 – 1'200 rpm
- 6 Funciona con una batería recargable, y al conectarlo a la red
 - Autonomía de la batería: aproximadamente 2 horas de uso continuo
 - Recarga completa en aproximadamente 5 horas





1

6

2

3

4

5

todo lo que te gusta del **x•smart™**

- Sin pedal: botón de encendido y apagado (On / Off) en la pieza de mano
- Visibilidad y acceso excelentes gracias a la pequeñísima cabeza del contra-ángulo que se puede ajustar en 6 posiciones
- Manejo 'Conectar y listo'
 - Interfaz fácil de usar
 - Control en los botones para cada función



con algo más


- Movimiento de giro alterno wave•one™ que permite la conformación del conducto radicular con una sola lima
- Selección de la lima, de un vistazo
 - Código de colores ISO en la lima
 - Ajustes pre-programados



x•smart™ plus wave•one™

El movimiento de giro alterno wave•one™
permite preparar el conducto radicular
con una sola lima

- Solo un instrumento NiTi por conducto, en la mayoría de casos
- Ahorra tiempo y aumenta la comodidad
- Simplicidad, seguridad y eficacia





0459